


订货信息

球囊直径(mm)	球囊长度 (mm)				
	8	10	12	15	18
1.75	117-1708	117-1710	117-1712	117-1715	117-1718
2.0	117-2008	117-2010	117-2012	117-2015	117-2018
2.25	117-2208	117-2210	117-2212	117-2215	117-2218
2.5	117-2508	117-2510	117-2512	117-2515	117-2518
2.75	117-2708	117-2710	117-2712	117-2715	117-2718
3.0	117-3008	117-3010	117-3012	117-3015	117-3018
3.25	117-3208	117-3210	117-3212	117-3215	117-3218
3.5	117-3508	117-3510	117-3512	117-3515	117-3518
3.75	117-3708	117-3710	117-3712	117-3715	117-3718
4.0	117-4008	117-4010	117-4012	117-4015	117-4018
4.5	117-4508	117-4510	117-4512	117-4515	117-4518
5.0	117-5008	117-5010	117-5012	117-5015	117-5018



更多信息请联系我们:

集团总部

香港新界沙田香港科学园

20E大楼3楼303及305室

电话: +852.2802.2288

传真: +852.2507.3532

适用范围：适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。

医疗器械名称：一次性使用冠状动脉球囊扩张导管

医疗器械生产企业名称：OrbusNeich Medical, B.V.

业聚医疗（荷兰）有限公司

医疗器械注册证号：国械注进20153771726

医疗器械广告审查批准文号：粤械广审(文)第2019125368号

禁忌内容或者注意事项详见说明书




高压扩张及

良好的推送性和追踪性

低顺应性球囊材料，允许高压扩张
准确控制球囊直径和长度

导丝进入导管尖端，实现同轴引导和导管快速交换



技术参数

近端管体	2.0F
远端管体	2.36F (1.75 - 2.0 mm); 2.55F (2.25 - 3.5 mm) 2.6F (3.75 - 5.0 mm)
导管工作长度	140 cm
定位标记环	2个定位标记环
涂层	水性涂层 (导管远端) 油性涂层 (导丝腔内部)
公称压力	12 atm
额定爆破压	20 atm (1.75 - 4.0 mm); 18 atm (4.5 - 5.0 mm)