


SAPPHIRE® II PRO

一 次 性 使 用 冠 状 动 脉 球 囊 扩 张 导 管

订购信息

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)				
	10	12	15	20	30
1.75	217-103-5UJ	-	217-153-5UJ	217-203-5UJ	-
2.0	220-103-5UJ	220-123-5UJ	220-153-5UJ	220-203-5UJ	-
2.25	222-103-5UJ	-	222-153-5UJ	222-203-5UJ	-
2.5	225-103-5UJ	225-123-5UJ	225-153-5UJ	225-203-5UJ	225-303-5UJ
2.75	227-103-5UJ	-	227-153-5UJ	227-203-5UJ	-
3.0	230-103-5UJ	230-123-5UJ	230-153-5UJ	230-203-5UJ	230-303-5UJ
3.25	232-103-5UJ	-	232-153-5UJ	232-203-5UJ	-
3.5	235-103-5UJ	-	235-153-5UJ	235-203-5UJ	235-303-5UJ
4.0	240-103-5UJ	-	240-153-5UJ	240-203-5UJ	-



更多信息请联系我们:

集团总部

香港新界沙田香港科学园
20E大楼3楼303及305室
电话: +852.2802.2288
传真: +852.2507.3532

适用范围: 适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的
球囊扩张, 以改善心肌灌注。

医疗器械名称: 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管
医疗器械生产企业名称: 业聚医疗器械(深圳)有限公司
医疗器械注册证号: 国械注准20173773337
医疗器械广告批准文号: 粤械广审(文)第220928-00901号
禁忌内容或者注意事项详见说明书

© 2020 OrbusNeich. 版权所有。
Sapphire II PRO 产品现已在美国获得批准, 并带有美国特定的目录号。

测试数据均来源于公司设计验证资料 G-70-1084 Rev01

Sapphire II PRO 是 OrbusNeich 公司的商标, 图片资料来源, 手册图档不适合作为技术工程绘图或图片。



SAPPHIRE® II PRO

一 次 性 使 用 冠 状 动 脉 球 囊 扩 张 导 管



每一次穿越都充满信心

Sapphire II PRO为通过复杂的病变和迂曲的血管结构量身定制了不同的尺寸

性能稳定的材料

优异球囊记忆

顺滑的通过性

Sub-zero 尖端技术，顺滑进入病变


性能均衡的sub-zero锥型尖端外廓极小，进入狭窄的病变也不费吹灰之力




Sapphire II PRO

P-TECH 管身造就优异推送性和抗弯折性

P-TECH管身的独特小尺寸构造不仅具有抗弯折特性，而且有助于获得出色的推送性



优异的XR球囊



特有 "XR球囊" 在提供顺滑通过性和再通过性的同时，具有耐用性和稳定性